

DOSIER PARA PERSONAL CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.

PRESENTACIÓN.



Estimado compañero/a:

Queremos darte la bienvenida a la nueva Central de Esterilización del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO (HUT)

A continuación, te ofrecemos una breve información que consideramos que puede ser útil y facilitará tu integración en el HUT.

Nuestra intención es hacerte integrante de este centro y por extensión, del proyecto de elevar la salud y la calidad asistencial de todos los ciudadanos a los que nos debemos como profesionales del Servicio de Salud de Castilla la Mancha.

Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos corazones y mentes " Walter Elias Disney"

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.
2. PLANOS EN 3D DEL HUT.
3. LENCERÍA PARA UNIFORMIDAD DE PROFESIONALES.
4. TAQUILLAS/VESTUARIO.
5. APARCAMIENTO.
6. PETICIÓN DE TARJETA IDENTIFICATIVA.
7. CIRCUITO DE INSTRUMENTAL ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL.
8. CIRCUITO DE INSTRUMENTAL EXTERNO.
9. INSTRUMENTAL PRIORITARIO.
10. INSTRUMENTAL EMERGENTE.

1. INTRODUCCIÓN.

En el HUT contamos con una Central de Reprocesamiento, dividida en varias salas y tres entradas detalladas a continuación:


- Entrada de instrumental sucio
- Zona de RECEPCIÓN Y ENTREGA DE PRÉSTAMOS
- Zona de Lavado: cuenta con la dotación de tres lavadoras automáticas con carros de carga y zona de espera a lavado. Cuatro fregaderos con pistolas de aire a presión y agua. Dos de ellas con ultrasonidos.
- Sala de lavado de carros
- Almacén
- Sala grande de preparación y empaquetado, con la salida de las lavadoras. Cuenta con cinco autoclaves a vapor de varios tamaños, y dos de Peróxido de Hidrógeno.
- Zona Estéril, con salida de los siete Autoclaves. Un almacén de instrumental dotado de estanterías de varillas, un almacén de carros limpios y una esclusa para salida de carros cargados estériles.
- Zona de salida de instrumental estéril.
- Entrada de personal y vestuarios
- Despacho Supervisora de Unidad.
- Estar de personal
- DL1b: Ascensor de Limpio
- DS1a: Ascensor de Sucio.



Para cualquier incidencia relacionada con el hospital, en horario de 8-15h de lunes a viernes, se deberá contactar con la supervisora de la unidad (Tlf: 616560077 / 925269200 y a continuación las extensiones 26035 o 44377

Para las tardes, noches y fines de semana y festivos, contactar con supervisora de guardia (Tlf: 925269200 y a continuación marcar las extensiones 26115 o 23686.

2. PLANOS EN 3D DEL HUT.

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.






3. LENCERÍA PARA UNIFORMIDAD DE PROFESIONALES.

Para la obtención de uniformidad del trabajador POR PRIMERA VEZ se dirigirá a la planta -2 EDIFICIO G (DISPENSACIÓN DE UNIFORMES). Previamente, la Supervisora de Enfermería realizará la petición del trabajador. Se dispensarán dos uniformes blancos. Horario:

- **MAÑANA: 7:30-10:30H**
- **TARDE 14-16:30H**
- **NOCHE 20:30-22:30H**

Se firmará un documento de petición la primera vez, que servirá hasta la puesta en marcha de las MAQUINAS DISPENSADORAS.

Cada vestuario del Servicio de Esterilización dispone de un número determinado de taquillas para uso exclusivo durante el turno, que deberán quedar vacías cuando finalice el mismo.



4. TAQUILLAS/VESTUARIOS.


Todas las taquillas y vestuarios se encuentran en la planta -1 y -2 del edificio G. La solicitud de las taquillas se realizará de manera individual a medida que el trabajador se vaya incorporando al HUT, en la 3ª planta edificio F. (TLF:26955)

Horario: LUNES A VIERNES DE 11:30H A 14:30H



5. APARCAMIENTO.

La entrada al aparcamiento de personal se hará con la tarjeta identificativa del HUT.



6. PETICION DE TARJETA IDENTIFICATIVA.

Todo el personal que preste sus servicios en el Hospital Universitario de Toledo debe llevar siempre consigo la tarjeta identificativa para poder acceder a los vestuarios, al parking, y a diferentes unidades con acceso restringido. El Servicio de seguridad es el encargado de tramitar dicha tarjeta en la planta 0 Edificio F, en el pasillo de familiares. HORARIO DE 11H A 13:30H.

Para acceder al portal del empleado, y para poder trabajar en el escritorio virtual, el trabajador recibirá unas claves a través de un SMS en su teléfono móvil. La encargada de hacer el trámite necesario para su obtención será la Supervisora de la unidad. Si tras la realización de dicho trámite existiera cualquier problema con las claves, existe un teléfono para la resolución de las incidencias

TLF: 74500

Así mismo, la Supervisora de Unidad le facilitará la clave como usuario para acceder al sistema informático de la trazabilidad.

7. CIRCUITO INSTRUMENTAL ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL.

El instrumental no estéril de quirófano bajará por el ascensor de Sucio DS1a en los carros herméticos. Antes de bajar el carro a la Central de Esterilización, el personal del Bloque Quirúrgico deberá dar salida al carro en el sistema de trazabilidad como INSTRUMENTAL SUCIO.

Entrará a la zona de lavado para limpieza manual y/o a máquina por la puerta de sucio de esterilización, previa lectura de trazabilidad.

Una vez lavado, se procederá al empaquetado y contaje del instrumental en sus contenedores, bolsas o empaquetados correspondientes para proceder a su esterilización adecuada, bien en autoclave de vapor o en peróxido de hidrógeno.


Una vez esterilizado, el instrumental se irá colocando en las diferentes estanterías de varillas en función de la especialidad. Aquí se almacenará todo el instrumental etiquetado en el proceso de trazabilidad. Este instrumental se irá preparando en función de las intervenciones programadas en los carros de transporte herméticos para su posterior envío al bloque quirúrgico correspondiente por la salida de instrumental estéril, utilizando siempre el ascensor de limpio DL1b.



CARRO DE TRASPORTE HERMÉTICO

A continuación, se adjunta de forma esquemática el Algoritmo de esterilización y el plano del circuito de material estéril y no estéril.

Algoritmo de Esterilización.





TRAZABILIDAD



8. CIRCUITO INSTRUMENTAL EXTERNO.

Llegará desde su lugar de origen por el ascensor de sucio, excepto los que se desplacen desde la planta 0 que no necesitan de ascensor.

El instrumental no se marca, debe bajar a la Central de Esterilización limpio, embolsado y rotulado con el NOMBRE DEL SERVICIO AL QUE PERTENECE.

Siempre acompañar el material con el impreso CHT_164 para asegurar la trazabilidad. Este impreso debe ser cumplimentado en la unidad de origen. Cuando se haga entrega del instrumental a esterilizar en la Central, se devolverá la copia amarilla, necesaria para la recogida del material una vez procesado.

9. INSTRUMENTAL PRIORITARIO.

Será necesario agilizar la disponibilidad de cierto material:

- **Neurocirugía:**
 - Separador Kaspar.
 - Separador Atlantis.
 - Miniplacas.
 - Especial aneurisma.
 - Clips aneurisma.
 - Pinchos Mayfield.
 - Aspiradores.
 - Kerrinson.
 - Navegador.
- **Cirugía General**
 - Laparoscopias.
 - Separador Balfour.
 - Hemorroides.

- **Opciones de lavado para instrumental prioritario.**
 - **OPCIÓN 1:** Realizar lavado manual.
 - **OPCIÓN 2:** Realizar prelavado o enjuague manual en la pila y después lavado en ultrasonido. Enjuague y secado.

10. INSTRUMENTAL EMERGENTE.

A continuación, se desarrolla el listado de instrumental que debe subir al bloque quirúrgico de forma inmediata cuando esté limpio y estéril.

- SEGUNDA PLANTA
 - QUIRÓFANO DE GINECOLOGÍA
 - CESÁREA EMERGENTE
 - HISTERECTOMÍA ABDOMINAL EMERGENTE
 - CESÁREA GEMELAR EMERGENTE
 - LEGRADO EMERGENTE
 - ASPIRADOR DE MOLA

- TERCERA PLANTA
 - QUIRÓFANO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
 - TRAQUEOTOMÍA EMERGENTE Y CÁNULAS
 - QUIRÓFANO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
 - LAPAROTOMÍA PEDIÁTRICA
 - BRONCOSCOPIO TORACOSCOPIO
 - CABLE DE LUZ FRÍA DE WOLF Y STORZ
 - LEGRADO

- CUARTA PLANTA
 - QUIRÓFANO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL
 - TRAQUEOTOMÍA EMERGENTE Y CÁNULAS
 - QUIRÓFANO CIRUGÍA CARDIACA
 - TODO EL INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA CARDIACA SE CONSIDERA COMO PRIORITARIO, Y SE ENVIARÁ AL QUIRÓFANO PLANTA 4ª EN CUANTO ESTÉ DISPONIBLE
 - QUIRÓFANO DE CIRUGÍA VASCULAR
 - TRONCO Y EXTREMIDADES
 - SET VASCULAR RETROPERITONEO
 - RETROPERITONEO
 - QUIRÓFANO DE CIRUGÍA GENERAL
 - LAPAROTOMÍA
 - CLANES VASCULARES
 - QUIRÓFANO DE NEUROCIRUGÍA
 - CRANEOTOMÍA EMERGENTE MÁS PINZA BIPOLAR
 - MOTOR DE NEURO EMERGENTE
 - PINCHOS DE MAYFIELD